


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-C17orf70 Per Wb E Elisa - Q0Vg06

Numero articolo: CM0030575



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-C17orf70 convalidato per WB e ELISA, che riconosce C17orf70 (FAAP100) umano, di topo e di ratto. Utile per lo studio delle vie di riparazione del DNA danneggiato e dell'anemia di Fanconi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C17orf70 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	C17orf70
Specie	Uomo
GeneID	80233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 652-881 di C17orf70 umano (NP_079437.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q0VG06
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio