


Anticorpo Policlonale Anti-C19Orf10 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H8

Numero articolo: CM0017073



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio C19orf10 (MYDGF) è progettato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Il bersaglio è il fattore di crescita derivato dai mieloidi, coinvolto nella protezione cardiaca e nell'angiogenesi. SWISS: Q969H8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C19orf10 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IL25, IL27, SF20, IL27w, C19orf10, R33729_1, EUROIMAGE1875335
Specie	Umano
GeneID	56005
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-173 di C19orf10 umano (NP_061980.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q969H8
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio