

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-C1Galt1C1 Per Wb Ed Elisa - Q96Eu7

Numero articolo: CM0028002

introduzione

Il pAb coniglio C1GALT1C1 è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, mirato alla chaperone umana C1GALT1C1 (COSMC) coinvolta nella biosintesi degli O-glicani. Reagisce incrociato con topo e ratto.

Ulteriori informazioni

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C1GALT1C1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TNPS; COSMC; MST143; C1GALT2; HSPC067; C38H2-L1; C1GALT1C1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29071
ID Gene	29071
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96EU7
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio