


Anticorpo Policlonale Anti-C1Qa Per Wb, Elisa - P02745

Numero articolo: CM0021099



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il C1QA umano per WB ed ELISA. Validato in uomo, topo e ratto. Riconosce la subunità A del componente C1q del complemento, un iniziatore chiave della via classica del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C1QA Rabbit pAb
Note/Alias	C1QD1; C1QA
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	712
ID del gene	712
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-245 del C1QA umano (NP_001334394.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P02745
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante