

Anticorpo Policlonale Anti-C1Qa Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98086

Numero articolo: CM0023445

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il C1qa murino, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce C1qa (26kDa) di origine umana, murina e ratta. Ideale per la ricerca sulla via classica del complemento e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	C1qa Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	C1q; Adic; C1qa
Specie	Mouse
Gene ID	12259
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-245 del C1qa murino (NP_031598.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P98086
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio