


## Anticorpo Policlonale Anti-C1Qb Per Wb, Elisa - P02746

Numero articolo: CM0030836



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro C1QB umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per ricerche sulla via classica del complemento e studi sui complessi immuni.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | C1QB Rabbit pAb                                                                                                              |
| Annotazioni/Alias   | C1QD2; C1QB                                                                                                                  |
| Specie              | Umana                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 713                                                                                                                          |
| GeneID              | 713                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 104-253 di C1QB umano (NP_000482.3) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Umana, Topo                                                                                                                  |
| SWISS               | P02746                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 27kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |