


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C1Qc Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02747

Numero articolo: CM0026324



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce C1QC umano (sottocomponente C del complemento C1q). Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Essenziale per studi sulla via classica del complemento e sull'immunità innata. Immunogeno: peptide sintetico aa 50-150. Reagisce in modo incrociato con l'umano. PM: 26kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-C1QC
Note/Alias	C1QG; C1Q-C; C1QD3; C1QC
Specie	Umano
GenelD (Umano)	714
GenelD	714
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di C1QC umano (NP_001107573.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P02747
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio