


Anticorpo Policlonale Anti-C1Qtnf5 Per Wb E Elisa - Q9Bxj0

Numero articolo: CM0029439



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro C1QTNF5 umano (CTRP5). Adatto per WB e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Immunogeno proteina ricombinante. Per la ricerca sulla matrice extracellulare e la degenerazione retinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C1QTNF5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MFRP, CTRP5, C1QTNF5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	114902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-243 di C1QTNF5 umano (NP_056460.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXJ0
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio