

Anticorpo Policlonale Anti-C1R Per If/Icc Ed Elisa - P00736

Numero articolo: CM0025934



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro C1R umano (sottocomponente della complemento C1r, EDS8, EDSPD1). Adatto per IF/ICC ed ELISA, cross-reagisce con umano e topo. Uso per la ricerca sulla via del complemento e studi sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C1R Rabbit pAb
Note/Alias	EDS8; EDSPD1; C1R
Specie	Umano
GeneID (Umano)	715
GeneID	715
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 466-705 di C1R umano (NP_001724.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P00736
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio