

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C1R Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00736

Numero articolo: CM0019982



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro C1R umano, validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via del complemento e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C1R Rabbit pAb
Note/alias	EDS8; EDSPD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	715
GeneID	715
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 18-190 di C1R umano (NP_001724.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P00736
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio