

Anticorpo Policlonale Anti-C21Orf33 Per Wb, If/Icc, Elisa - P30042

Numero articolo: CM0026809

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la proteina umana C21orf33, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni di topo e ratto. Adatto per la rilevazione di proteine e per l'approvvigionamento di materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] C21orf33 Rabbit pAb
Note/Alias	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8209
GeneID	8209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-268 della C21orf33 umana (NP_004640.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30042
Peso proteico	24kDa/28kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio