

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C2Cd5 Per Wb Ed Elisa - Q86Ys7

Numero articolo: CM0016149

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro C2CD5 umano, adatto per western blot ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto del glucosio e sulla via di segnalazione dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-C2CD5
Note/alias	CDP138; KIAA0528; C2CD5
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9847
ID del gene	9847
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 732-1051 di C2CD5 umano (NP_001273103.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q86YS7
Peso della proteina	110 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante