

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-C3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P01024

Numero articolo: CM0012812



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la C3 umana, che bersaglia la regione C3c (aa 1364-1663). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA e reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle vie del complemento e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C3 Rabbit mAb
Note/Alias	ASP, C3a, C3b, AHUS5, ARMD9, CPAMD1, HEL-S-62p
Specie	Umana
GeneID (Umana)	718
GeneID	718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1364-1663 della C3c umana (NP_000055.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P01024
Peso proteico	187 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio