

Anti-C3C Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If-P, Elisa - P01024

Numero articolo: CM0023315



introduzione

C3c Rabbit pAb è un anticorpo policlonale raised contro C3c umano per applicazioni WB, IF-P ed ELISA. Esso mira alla proteina del complemento C3, un componente chiave dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	C3c Rabbit pAb
Note/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; C3c
Specie	Umano
GeneID (Umano)	718
GeneID	718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1364-1663 del C3c umano. (NP_000055.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P01024
Peso Proteico	187kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio