

Anticorpo Monoclonale Anti-C3Orf38 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q5Jpi3

Numero articolo: CM0002123

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio C3orf38 di alta qualità per la ricerca sull'apoptosi umana. Validato per Western blot e ELISA, rileva la proteina non caratterizzata C3orf38 (38kDa, SWISS: Q5JPI3).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	C3orf38 Rabbit mAb
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	285237
ID Gene	285237
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-200 della proteina C3orf38 umana (Q5JPI3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q5JPI3
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio