

Anticorpo Policlonale Anti-C4Bpa Per Wb Ed Elisa - P04003

Numero articolo: CM0026339



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la catena alfa della proteina legante C4b (C4BPA), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul pathway del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb C4BPA Coniglio
Note/Alias	PRP; C4BP; C4BPA
Specie	Umano
GeneID (umano)	722
GeneID	722
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500 e il C-terminale della C4BPA umana (NP_000706.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04003
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio