

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C4Bpb Per Wb, If-P, Elisa - P20851

Numero articolo: CM0025811

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro C4BPB umano, adatto per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia la catena beta della proteina legante C4b, un regolatore della via del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C4BPB Rabbit pAb
Note/Alias	C4BP; C4BPB
Specie	Uomo
GenelD	725
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-251 di C4BPB umano (NP_001017364.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P20851
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio