

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C4C Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P0C0L5

Numero articolo: CM0024145



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che lega la proteina C4c (Complemento C4-B) umana, convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Fondamentale per studi sulle vie del complemento e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C4c Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CH; C4F; CO4; C4B1; C4B2; C4B3; C4B5; C4BD; C4B12; C4B_2; CPAMD3; C4c
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	721
GeneID	721
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1337-1446 della C4c umana (NP_001002029.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P0C0L5
Peso proteico	192 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio