

Anticorpo Policlonale Anti-C5Ar1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21730

Numero articolo: CM0021193



introduzione

C5AR1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale diretto contro il recettore chemiotattico anafilatossina C5a, validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e la chemiotassi delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C5AR1 Rabbit pAb
Note/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88; C5AR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	728
GeneID	728
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-282 della C5AR1 umana (NP_001727.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21730
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio