

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C5Ar2 Per Wb, Elisa - Q9P296

Numero articolo: CM0016102

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio C5AR2 (C5L2/GPR77) per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce il recettore 2 del C5a umano e murino, un GPCR che media la segnalazione delle anafilotossine. Adatto per studi sull'infiammazione e sull'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C5AR2 pAb di coniglio
Note/alias	C5L2; GPF77; GPR77; C5AR2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	27202
ID del gene	27202
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 258-337 del C5AR2 umano (NP_060955.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9P296
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante