

Anticorpo Policlonale Anti-C5/C5A Per Wb, Elisa - P01031

Numero articolo: CM0026256



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting C5/C5a umano, validato per WB ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul sistema del complemento e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C5/C5a Rabbit pAb
Note/Alias	C5D; C5a; C5b; ECLZB; CPAMD4; C5/C5a
Specie	Umano
GeneID (Umano)	727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1567-1676 del C5/C5a umano (NP_001726.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P01031
Peso proteico	188kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio