

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C6Orf25 (G6B) Per Wb Ed Elisa - O95866

Numero articolo: CM0017542



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro C6orf25 (G6b) umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per studi sui recettori inibitori delle piastrine e dei megacariociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C6orf25 Rabbit pAb
Note/alias	G6b; NG31; G6b-B; THAMY; C6orf25
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	80739
GeneID	80739
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-142 di C6orf25 umano (NP_612121.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95866
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante