

Anticorpo Policlonale Anti-C7 Per Wb, If/Icc, Elisa - P10643

Numero articolo: CM0030387



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'umano C7, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva C7 umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare la formazione del complesso di attacco alla membrana del complemento e i meccanismi di difesa dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	C7 Rabbit pAb
Note/Alias	C7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	730
GeneID	730
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 22-270 dell'umano C7 (NP_000578.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10643
Peso Proteico	94kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio