

Anticorpo Policlonale Anti-C7Orf50/Cholesin Per Wb, Elisa - Q9Brj6

Numero articolo: CM0013701

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro C7orf50 umano (cholesin), prodotto contro una proteina ricombinante (aa 1-194). Validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con il topo. Rileva una banda a circa 22 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo e sulla segnalazione ormonale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C7orf50 Rabbit pAb
Note/Alias	YCR016W; C7orf50
Specie	Uomo
GeneID	84310
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-194 di C7orf50 umano (NP_115726.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9BRJ6
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante