

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C8Orf4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nr00

Numero articolo: CM0024891

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro C8orf4 umano (TC1/TC-1), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Regola la proliferazione cellulare, la differenziazione e la segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	C8orf4 Rabbit pAb
Note/Alias	TC1; TC-1; C8orf4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56892
ID Gene	56892
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 di C8orf4 umano (NP_064515.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR00
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio