


Anticorpo Policlonale Anti-C9 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P02748

Numero articolo: CM0030730



introduzione

Anticorpo policlonale C9 di coniglio validato per Western blot e ELISA. Rileva il componente C9 del complemento umano e murino, una subunità formante i pori del MAC. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e sulle vie del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C9D; ARMD15; C9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	735
ID Gene	735
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-265 del C9 umano (NP_001728.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P02748
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio