


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-C9orf114 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5T280

Numero articolo: CM0021384



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro C9orf114 umano (CENP32/SPOUT1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reattivo crociato con ratto. Ideale per studiare la biologia del centromero, l'organizzazione del fuso mitotico e la metilazione dell'rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	pAb di Coniglio C9orf114
Note/Alias	CENP32; CENP-32; HSPC109; C9orf114
Specie	Umano
ID Gene	51490 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 163-340 di C9orf114 umano (NP_057474.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q5T280
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio