


Anticorpo Policlonale Anti-C9orf72 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Lt7

Numero articolo: CM0023396



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro C9orf72 umano (aa 9-200). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Convalidato su uomo, topo e ratto. Il bersaglio è coinvolto nell'autofagia e nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C9orf72 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ALSFTD, DENND9, FTDALS, DENNL72, FTDALS1, C9orf72
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	203228
GeneID	203228
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 9-200 di C9orf72 umano (NP_001242983.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96LT7
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio