


Anticorpo Policlonale Anti-Ca13 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N1Q1

Numero articolo: CM0016589



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'anidrasi carbonica 13 umana (CA13), convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con l'uomo e il topo. Strumento essenziale per studiare la regolazione del pH e la conversione metabolica dell'anidride carbonica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CA13 Rabbit pAb
Note/Alias	CAXIII; CA13
Specie	Umana
GeneID (Umana)	377677
GeneID	377677
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 della CA13 umana (NP_940986.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q8N1Q1
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio