


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ca3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07451

Numero articolo: CM0017638



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro l'anidrasi carbonica III umana (CA3). Validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per il rilevamento dell'anidrasi carbonica specifica del muscolo. Peso ~30 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CA3 Rabbit pAb
Note/alias	Car3; CAIII; CA3
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	761
GeneID	761
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della CA3 umana (NP_005172.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P07451
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante