

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ca5A Per Wb, If/Icc, Elisa - P35218

Numero articolo: CM0017312

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio direzionato contro CA5A umano (anche topolino/ratto). Convalidato per Western Blot, IF/ICC e ELISA. Rileva l'anidrasi carbonica mitocondriale, fondamentale per il metabolismo del ciclo dell'urea e del ciclo di Krebs. Per la ricerca IVD e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CA5A Rabbit pAb                                                                                                             |
| Annotazioni/Alias   | CA5; CAV; CAVA; CA5AD; GS1-21A4.1; CA5A                                                                                     |
| Specie              | Umana                                                                                                                       |
| GeneID (Uomo)       | 763                                                                                                                         |
| GeneID              | 763                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-305 di CA5A umano (NP_001730.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Uomo, Topolino, Ratto                                                                                                       |
| SWISS               | P35218                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 35kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                           |