

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ca5B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2D0

Numero articolo: CM0019493

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CA5B umano (CAVB, CA-VB), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce CA5B umano, di topo e di ratto. Banda prevista 36 kDa. Ideale per la ricerca sull'anidrasi carbonica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CA5B Rabbit pAb
Note/Alias	CAVB; CA-VB; CA5B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11238
ID Gene	11238
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-317 di CA5B umano (NP_009151.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2D0
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio