

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cab39 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y376

Numero articolo: CM0018813



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-CAB39 di alta qualità validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglia la proteina legante il calcio 39 (MO25alfa), un stabilizzatore chiave del complesso STK11/LKB1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAB39 Rabbit pAb
Note/Alias	MO25; CGI-66; CAB39
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51719
ID Gene	51719
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-341 della CAB39 umana (NP_057373.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y376
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio