


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cab39L Per Wb, Elisa - Q9H9S4

Numero articolo: CM0029148



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CAB39L validato per WB ed ELISA. Reagisce con CAB39L umano e murino (39kDa). Mira alla proteina legante il calcio 39-simile (MO25beta), un componente del complesso attivatore STK11/LKB1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CAB39L Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MO2L; MO25-BETA; bA103J18.3; CAB39L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	81617
GeneID	81617
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-337 di CAB39L umano (NP_112187.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H9S4
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio