

Anticorpo Policlonale Anti-Cables1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q8Tdn4

Numero articolo: CM0016774

introduzione

pAb di coniglio anti-CABLES1 per WB, ELISA. Validato su umano, topo. Substrato 1 CDK5/ABL1, chiave nello sviluppo neuronale e nel ciclo cellulare. Da CamelBio, fornitore unico di materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CABLES1 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CABL1; IK3-1; CABLES; HsT2563; CABLES1
Specie	Umano
GenelD (umano)	91768
GenelD	91768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-368 di CABLES1 umano (NP_612384.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8TDN4
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio