


Anticorpo Policlonale Anti-Cabp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzu7

Numero articolo: CM0020611



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CABP1 umano (Calbrain/Caldendrin), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva CABP1 umano, murino e di ratto con un peso molecolare previsto di 40kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	pAb Coniglio CABP1
Note/Alias	CALBRAIN; HCALB_BR; CABP1
Specie	Umano
GeneID	9478
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CABP1 umano (NP_001028849.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZU7
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio