


Anticorpo Policlonale Anti-Cabp7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V35

Numero articolo: CM0013851



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CABP7 (Calneuron II) validato per Western blot, IHC-P ed ELISA su umano, topo e ratto. Bersaglia un regolatore del traffico del Golgi. Ideale per studi di biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CABP7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CALN2; CABP7
Specie	Umano
GeneID (umano)	164633
GeneID	164633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-180 del CABP7 umano (NP_872333.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86V35
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio