


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cacna1D Per Wb E Elisa - Q01668

Numero articolo: CM0019544



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CACNA1D umano (Cav1.3), reattivo con umano e ratto, adatto per Western blot ed ELISA. Esplora la funzione dei canali del calcio di tipo L nelle cellule eccitabili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio CACNA1D
Note/Alias	CACH3; CACN4; PASNA; SANDD; Cav1.3; CCHL1A2; CACNL1A2; CACNA1D
Specie (Reattività)	Umano
Gene ID (Umano)	776
Gene ID	776
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1882-2181 di CACNA1D umano (NP_000711.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q01668
Peso Proteico	245kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio