


Anticorpo Policlonale Anti-Cacna1H Per If/Icc, Elisa - 095180

Numero articolo: CM0015466



introduzione

CACNA1H Rabbit pAb è un anticorpo policlonale contro CACNA1H umano, validato per IF/ICC e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Progettato per la ricerca sul canale calcio di tipo T Cav3.2 negli studi sul trasporto ionico e neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CACNA1H Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8912
GeneID	8912
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1890-2030 di CACNA1H umano (NP_066921.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	O95180
Peso Proteico	259kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio