


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cacna1H Per If-P, Elisa - O95180

Numero articolo: CM0022944



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a CACNA1H umano (Cav3.2), una subunità del canale del calcio di tipo T. Validato per IF-P ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze, cardiologia e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | CACNA1H Rabbit pAb                                                                                                        |
| Note/Alias            | ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H                                                                              |
| Specie                | Umano                                                                                                                     |
| ID Gene (Umano)       | 8912                                                                                                                      |
| ID Gene               | 8912                                                                                                                      |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2250-2353 di CACNA1H umano (NP_066921.2). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                  |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                     |
| Applicazione          | IF-P, ELISA                                                                                                               |
| Reattività Incrociata | Rat                                                                                                                       |
| SWISS                 | O95180                                                                                                                    |
| Peso Proteico         | 259kDa                                                                                                                    |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                         |