

Anticorpo Policlonale Anti-Cacna1S Per If-P E Elisa - Q13698

Numero articolo: CM0019559



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CACNA1S umano (Cav1.1, sottounità alfa-1S del canale del calcio di tipo L) validato per IF-P e ELISA; reagisce trasversalmente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'accoppiamento eccitazione-contrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CACNA1S pAb di coniglio
Note/Alias	MHS5; DHPRM; HOKPP; TTPP1; CMYP18; Cav1.1; HOKPP1; hypoPP; CCHL1A3; CACNL1A3; CACNA1S
Specie	Umana
GeneID (umano)	779
GeneID	779
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 900-1000 di CACNA1S umano (NP_000060.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q13698
Peso Proteico	212kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio