

Anticorpo Policlonale Anti-Cacna2D2 Per Wb, Elisa - Q9Ny47

Numero articolo: CM0017816

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CACNA2D2 umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sui canali del calcio e studi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CACNA2D2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CASVDD; CACNA2D; CACNA2D2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9254
ID gene	9254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-200 di CACNA2D2 umano (NP_001167522.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NY47
Peso proteico	130kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio