

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cacna2D3 Per Wb, Elisa - Q8Izs8

Numero articolo: CM0017551

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CACNA2D3 umano (subunità alfa-2/delta-3 del canale del calcio voltaggio-dipendente). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Per la ricerca sui canali ionici e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | CACNA2D3 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | HSA272268, CACNA2D3                                                                                                               |
| Specie                | Umano                                                                                                                             |
| ID Gene (Umano)       | 55799                                                                                                                             |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 900-1040 di CACNA2D3 umano (NP_060868.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                             |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS                 | Q8Izs8                                                                                                                            |
| Peso Proteico         | 123kDa                                                                                                                            |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |