

Anticorpo Policlonale Anti-Cacnb3 Per Wb, Elisa - P54284

Numero articolo: CM0016354



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce CACNB3 umano (CAB3, CACNLB3), una subunità beta-3 del canale del calcio di tipo L voltaggio-dipendente. Validato per WB ed ELISA, reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui canali ionici e in neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CACNB3 Rabbit pAb
Note/Alias	CAB3, CACNLB3, CACNB3
Specie	Umano
GeneID	784
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 355-484 di CACNB3 umano (NP_000716.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P54284
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio