

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cacng1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q06432

Numero articolo: CM0013526

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CACNG1 umano (subunità gamma-1 del canale del calcio voltaggio-dipendente). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva le proteine umane, murine e di ratto. Ideale per la ricerca sui canali del calcio di tipo L del muscolo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CACNG1 Rabbit pAb
Note/Alias	CACNLG; CACNG1
Specie	Umano
GeneID (umano)	786
GeneID	786
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-110 di CACNG1 umano (NP_000718.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q06432
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio