


Anticorpo Policlonale Anti-Cacybp Per Wb, Elisa - Q9Hb71

Numero articolo: CM0024398



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina legante la caliciclina (CACYBP) validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utile per studiare la degradazione mediata da ubiquitina e la segnalazione del calcio. Supportato dall'esperienza di CamelBio nella fornitura di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] CACYBP Rabbit pAb
Note/Alias	SIP, GIG5, PNAS-107, S100A6BP, BP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27101
GeneID	27101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 di CACYBP umano (NP_055227.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HB71
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio