


Anticorpo Policlonale Anti-Cacybp (Validato Ko) - Q9Hb71

Numero articolo: CM0027214



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CACYBP umano, validato tramite knockout, per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva la CACYBP endogena in campioni umani, murini e di ratto. L'immunogeno ricombinante garantisce la coerenza tra i lotti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] CACYBP pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SIP; GIG5; PNAS-107; S100A6BP; BP
Specie	Umano
GeneID (umano)	27101
GeneID	27101
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9HB71
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio