


Anticorpo Policlonale Anti-Cad Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27708

Numero articolo: CM0029335



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per CAD umano (P27708), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla biosintesi delle pirimidine e sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAD Rabbit pAb
Note / Alias	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	790
GeneID	790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1650-1900 di CAD umano (NP_004332.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P27708
Peso proteico	243kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio