


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cad Per Wb, If/Icc, Elisa - P27708

Numero articolo: CM0009408



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-CAD validato per WB, IF/ICC e ELISA. Riconosce la CAD umana, un enzima multifunzionale da 243 kDa della via biosintetica de novo delle pirimidine. Ideale per lo studio del metabolismo delle pirimidine e delle patologie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAD Rabbit mAb
Note/Alias	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	790
GeneID	790
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CAD umana (P27708).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	P27708
Peso molecolare proteico	243kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio