

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caderina 16 (Cdh16) Per Wb, If, Ihc, Elisa - O75309

Numero articolo: CM0027144

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Caderina-16 umana (CDH16, Ksp-caderina). Convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla caderina specifica del rene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Caderina 16
Note/Alias	CDH16; Caderina 16
Specie	Umana
GenelD	1014
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-230 della Caderina 16 umana (NP_004053.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O75309
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio